

Auftrag zur Trinkwasseruntersuchung (gem. TrinkwV Anlage 1 Teil I)

Im Rahmen von QM-Milch

Auftraggeber = Rechnungsempfänger

LUFA-Kd.-Nr.:

Zweitschrift des Befundes für

LUFA-Kd.-Nr.:

Name/Vorname

Name/Vorname

Straße

Straße

PLZ/Postort

PLZ/Postort

E-Mailadresse: Bitte nur angeben, wenn die Ergebnisse ausschließlich per E-Mail übermittelt werden sollen !!!

E-Mailadresse: Bitte nur angeben, wenn die Ergebnisse ausschließlich per E-Mail übermittelt werden sollen !!!

Probenbezeichnung:

Probenehmer:

mikrobiologische Wasseruntersuchung
(Coliforme Keime, E. coli, Enterokokken)

16,00 € zzgl. MWSt.

Weitere Untersuchungen sind auf Nachfrage möglich!

Hinweise zur Probenahme für mikrobiologische Wasseruntersuchungen im Rahmen der Eigenkontrolle

Die Entnahme der Wasserprobe für mikrobiologische Untersuchungen sollte unter sterilen Bedingungen erfolgen. Eine unsachgemäß durchgeführte Probenahme kann das Untersuchungsergebnis negativ beeinträchtigen! Folgende Hinweise sollten daher beachtet werden:

1. Für die mikrobiologische Untersuchung sollten **sterile Glasflaschen** benutzt werden. Sterile Flaschen zur Probenahme können kostenlos von der LUFA zur Verfügung gestellt werden. Sie sind aber auch in Apotheken erhältlich oder es können in Sonderfällen ausgekochte Mineralwasserflaschen verwendet werden.
2. Bei der **Probenahme aus Zapfhähnen** wird der Hahn zunächst mehrere Male voll geöffnet und wieder geschlossen. Danach flammt man die Auslauföffnung mit einer offenen Flamme gründlich ab (vorher brennbare Materialien an den Hähnen sowie z.B. Perlatoren abbauen). Dann lässt man das Wasser ca. 5 Minuten frei auslaufen, füllt die Flasche (nicht randvoll), verschließt sie und kennzeichnet die Probe (Name, Adresse, Art der Wasserprobe, Datum).
3. Zur Beprobung von **Brunnen** wird der Auslauf so lange abgeflammt, bis er völlig trocken ist. Dann wird der Brunnen ca. 10 Minuten gleichmäßig abgepumpt. Die Probeflasche füllen (nicht randvoll), verschließen und die Probe kennzeichnen (Name, Adresse, Art der Wasserprobe, Datum).
4. Die Wasserproben sollten **kühl, dunkel** und so **schnell** wie möglich transportiert, die LUFA Nord-West erreichen.
5. Der **Transport** der Proben kann über die Sammelstellen des **LUFA - Abholdienstes** abgewickelt werden. Zeit und Ort entnehmen Sie bitte der Homepage der LUFA Nord-West:
(http://www.lufa-nord-west.de/lufa2/downloads/pdf/OL_allg1_Kurierdienst_07_2004.pdf und
http://www.lufa-nord-west.de/lufa2/downloads/pdf/Abholtermine_Hamelnd.pdf).
6. Den gekennzeichneten Proben ist ein möglichst vollständig ausgefüllter Auftragsvordruck beizufügen.